

Nakładka ekranująca do dermoskopów



Nakładka ekranująca do dermoskopów wyposażonych w magnesy, eliminująca wpływ pola magnetycznego na funkcjonowanie kardiologicznych urządzeń wszczepialnych.

www.gumed.edu.pl

Zaproponowane rozwiązanie

- Urządzenie do pobierania w optymalny sposób tkanek prawidłowych i patologicznych ludzkich oraz zwierzęcych;
- Urządzenie będzie wykorzystywane w sposób jednorazowy, poddawane sterylizacji gazowej jak większość sprzętów medycznych stosowanych do biopsji tkanek miękkich;

Możliwości rynkowego

Publiczne i prywatne ośrodki zdrowia z całego świata.

zastosowania

Technology Readiness Level

4

Przewagi konkurencyjne w odniesieniu do znanych i stosowanych metod

- unikalna technika pobierania materiału przy pomocy tulei tnącej oraz układu napędowego umożliwiająca jednorazowe pobranie tkanki zdrowej i patologicznej;
- krótszy czas zabiegu;
- zminimalizowanie dyskomfortu pacjenta;

